



## ПРАЙС-ЛИСТ PDX

### Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал Atramat® PDX (Polydioxanone) / Атрамат® Полидиоксанон

**ПОКАЗАНИЯ:** Рекомендуется для любых хирургических процедур, требующих использования синтетической рассасывающейся мононити.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** Шовный материал не должен использоваться там, где необходима продолжительная поддержка тканей и также в случаях необходимости поддержки ткани в течение неопределенного периода времени.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** Общая хирургия, гастроэнтерология, урология, гинекология, пластическая и сердечно-сосудистая хирургия.

Артикул	Описание	ХАРАКТЕРИСТИКИ ИГЛЫ			ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ			Цена, руб.
		Тип иглы	Длина, мм	Окружность	USP	Длина нити, см	Цвет нити	
<b>SR1376</b> ХИТ ПРОДАЖ	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 6-0 EP 0.7, 70 CM NEEDLE SR-13 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 13 MM 1/2 CIRCLE	Колошущая ПРЕМИУМ	13	1/2	6-0	70	Фиолетовый	<b>3960,88</b>
<b>CVSBE1376/2</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 6-0 EP 0.7, 75 CM DOUBLE NEEDLE CVSBE-13 SUPRAGLYDE TAPER POINT 13 MM 3/8 CIRCLE	Колошущая двойная	13	3/8	6-0	90	Фиолетовый	<b>7496,56</b>
<b>CVSE1375/2</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 75 CM DOUBLE NEEDLE CVSE-13 SUPRAGLYDE TAPER POINT 13 MM 3/8 CIRCLE	Колошущая двойная	13	3/8	5-0	75	Фиолетовый	<b>7360,92</b>
<b>CVSE1376/2</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 6-0 EP 0.7, 75 CM DOUBLE NEEDLE CVSE-13 SUPRAGLYDE TAPER POINT 13 MM 3/8 CIRCLE	Колошущая двойная	13	3/8	6-0	75	Фиолетовый	<b>7694,68</b>
<b>K2278</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 70 CM NEEDLE K-22 PREMIUM HEAVY REVERSE CUTTING 22 MM 1/2 CIRCLE	Обратнорежущая массивная	22	1/2	1	70	Фиолетовый	<b>4160,52</b>
<b>P2671</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 70 CM NEEDLE P-26 PREMIUM REVERSE CUTTING 26 MM 1/2 CIRCLE	Обратнорежущая ПРЕМИУМ	26	1/2	0	70	Фиолетовый	<b>4043,17</b>
<b>P2672</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE P-26 PREMIUM REVERSE CUTTING 26 MM 1/2 CIRCLE	Обратнорежущая ПРЕМИУМ	26	1/2	2-0	70	Фиолетовый	<b>4008,12</b>
<b>P2672-90</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 90 CM NEEDLE P-26 PREMIUM REVERSE CUTTING 26 MM 1/2 CIRCLE	Обратнорежущая ПРЕМИУМ	26	1/2	2-0	90	Фиолетовый	<b>4227,58</b>
<b>P2673</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE P-26 PREMIUM REVERSE CUTTING 26 MM 1/2 CIRCLE	Обратнорежущая ПРЕМИУМ	26	1/2	3-0	70	Фиолетовый	<b>3919,73</b>
<b>P3671</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 70 CM NEEDLE P-36 PREMIUM REVERSE CUTTING 36 MM 1/2 CIRCLE	Обратнорежущая ПРЕМИУМ	36	1/2	0	70	Фиолетовый	<b>4043,17</b>
<b>P3672</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE P-36 PREMIUM REVERSE CUTTING 36 MM 1/2 CIRCLE	Обратнорежущая ПРЕМИУМ	37	1/2	2-0	70	Фиолетовый	<b>3960,88</b>
<b>P4078-75</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE P-40 PREMIUM REVERSE CUTTING 40 MM 1/2 CIRCLE	Обратнорежущая ПРЕМИУМ	40	1/2	1	75	Фиолетовый	<b>4203,19</b>
<b>P4079-90</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 90 CM NEEDLE P-40 PREMIUM REVERSE CUTTING 40 MM 1/2 CIRCLE	Обратнорежущая ПРЕМИУМ	40	1/2	2	90	Фиолетовый	<b>4546,09</b>
<b>PE1374-45</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1.5, 45 CM NEEDLE PE-13 PREMIUM REVERSE CUTTING 13 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорежущая ПРЕМИУМ	13	3/8	4-0	45	Фиолетовый	<b>3912,11</b>
<b>PE1375-45</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 45 CM NEEDLE PE-13 PREMIUM REVERSE CUTTING 13 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорежущая ПРЕМИУМ	13	3/8	5-0	45	Фиолетовый	<b>3944,11</b>
<b>PE1376-45</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 6-0 EP 0.7, 45 CM NEEDLE PE-13 PREMIUM REVERSE CUTTING 13 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорежущая ПРЕМИУМ	13	3/8	6-0	45	Фиолетовый	<b>4037,08</b>
<b>PE1673-45</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 45 CM NEEDLE PE-16 PREMIUM REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорежущая ПРЕМИУМ	16	3/8	3-0	45	Фиолетовый	<b>3797,81</b>

<b>PE1674-45</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 45 CM NEEDLE PE-16 PREMIUM REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	16	3/8	4-0	45	Фиолетовый	<b>3770,38</b>
<b>PE1675-45</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 45 CM NEEDLE PE-16 PREMIUM REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	16	3/8	5-0	45	Фиолетовый	<b>4436,36</b>
<b>PE1973</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE PE-19 PREMIUM REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	19	3/8	3-0	70	Фиолетовый	<b>3919,73</b>
<b>PE1973-45</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 45 CM NEEDLE PE-19 PREMIUM REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	19	3/8	3-0	45	Фиолетовый	<b>3678,94</b>
<b>PE1974</b> <b>ХИТ ПРОДАЖ</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 70 CM NEEDLE PE-19 PREMIUM REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	19	3/8	4-0	70	Фиолетовый	<b>3878,58</b>
<b>PE1974-45</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 45 CM NEEDLE PE-19 PREMIUM REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	19	3/8	4-0	45	Фиолетовый	<b>3653,03</b>
<b>PE2472</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE PE-24 PREMIUM REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	24	3/8	2-0	70	Фиолетовый	<b>4008,12</b>
<b>PE2473</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE PE-24 PREMIUM REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	24	3/8	3-0	70	Фиолетовый	<b>3919,73</b>
<b>PE2473-45</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 45 CM NEEDLE PE-24 PREMIUM REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	24	3/8	3-0	45	Фиолетовый	<b>3678,94</b>
<b>PE3671-90</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 90 CM NEEDLE PE-36 PREMIUM REVERSE CUTTING 36 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	36	3/8	0	90	Фиолетовый	<b>4270,25</b>
<b>P-PE1375-45</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 45 CM NEEDLE P-PE-13 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 13 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая сверхострая	13	3/8	5-0	45	Фиолетовый	<b>4791,46</b>
<b>P-PE1974-45</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 45 CM NEEDLE P-PE-19 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая сверхострая	19	3/8	4-0	45	Фиолетовый	<b>4503,42</b>
<b>P-PE2472-45</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 45 CM NEEDLE P-PE-24 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая сверхострая	24	3/8	2-0	45	Фиолетовый	<b>4533,90</b>
<b>P-PE2473-45</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 45 CM NEEDLE P-PE-24 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая сверхострая	24	3/8	3-0	45	Фиолетовый	<b>4291,58</b>
<b>SG3671</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 70 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	Колющая массивная ПРЕМИУМ	36	1/2	0	70	Фиолетовый	<b>3916,68</b>
<b>SG3672</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	Колющая массивная ПРЕМИУМ	36	1/2	2-0	70	Фиолетовый	<b>3881,63</b>
<b>SG3673</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	Колющая массивная ПРЕМИУМ	36	1/2	3-0	70	Фиолетовый	<b>3796,28</b>
<b>SG3678</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 70 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	Колющая массивная ПРЕМИУМ	36	1/2	1	70	Фиолетовый	<b>4015,74</b>
<b>SG3678-90</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	Колющая массивная ПРЕМИУМ	36	1/2	1	90	Фиолетовый	<b>4267,20</b>
<b>SG4071</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 70 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	Колющая массивная ПРЕМИУМ	40	1/2	0	70	Фиолетовый	<b>3916,68</b>
<b>SG4071-90</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 90 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	Колющая массивная ПРЕМИУМ	40	1/2	0	90	Фиолетовый	<b>4146,80</b>
<b>SG4078</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 70 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	Колющая массивная ПРЕМИУМ	40	1/2	1	70	Фиолетовый	<b>4015,74</b>
<b>SG4078-90</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	Колющая массивная ПРЕМИУМ	40	1/2	1	90	Фиолетовый	<b>4267,20</b>
<b>SG4878-90</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE SG-48 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE	Колющая массивная ПРЕМИУМ	48	1/2	1	90	Фиолетовый	<b>4267,20</b>
<b>SG4879-90</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 90 CM NEEDLE SG-48 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE	Колющая массивная ПРЕМИУМ	48	1/2	2	90	Фиолетовый	<b>4424,17</b>

<b>SR1375</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 70 CM NEEDLE SR-13 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 13 MM 1/2 CIRCLE	Колошья ПРЕМИУМ	13	1/2	5-0	70	Фиолетовый	<b>3944,11</b>
<b>SR1773</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE SR-17 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 17 MM 1/2 CIRCLE	Колошья ПРЕМИУМ	17	1/2	3-0	70	Фиолетовый	<b>3779,52</b>
<b>SR1774</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 70 CM NEEDLE SR-17 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 17 MM 1/2 CIRCLE	Колошья ПРЕМИУМ	17	1/2	4-0	70	Фиолетовый	<b>3741,42</b>
<b>SR2074</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 70 CM NEEDLE SR-20 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 20 MM 1/2 CIRCLE	Колошья ПРЕМИУМ	20	1/2	4-0	70	Фиолетовый	<b>3741,42</b>
<b>SR2671</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 70 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE	Колошья ПРЕМИУМ	26	1/2	0	70	Фиолетовый	<b>3902,96</b>
<b>SR2672</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE	Колошья ПРЕМИУМ	26	1/2	2-0	70	Фиолетовый	<b>3867,91</b>
<b>SR2673</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE	Колошья ПРЕМИУМ	26	1/2	3-0	70	Фиолетовый	<b>3779,52</b>
<b>SR2674</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 70 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE	Колошья ПРЕМИУМ	26	1/2	4-0	70	Фиолетовый	<b>3741,42</b>
<b>SR2678</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 70 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE	Колошья ПРЕМИУМ	26	1/2	1	70	Фиолетовый	<b>3998,98</b>
<b>SR3072</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE SR-30 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE	Колошья ПРЕМИУМ	30	1/2	2-0	70	Фиолетовый	<b>3867,91</b>
<b>SR3073</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE SR-30 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE	Колошья ПРЕМИУМ	30	1/2	3-0	70	Фиолетовый	<b>3779,52</b>
<b>SR3074</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 70 CM NEEDLE SR-30 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE	Колошья ПРЕМИУМ	30	1/2	4-0	70	Фиолетовый	<b>3741,42</b>
<b>X4071-150LOOP</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 150 CM NEEDLE X-40 EXTRA HEAVY TAPER POINT LOOP 40 MM 1/2 CIRCLE	Колошья массивная ЭКСТРА	40	1/2	0	150	Фиолетовый	<b>7437,12</b>
<b>X4078-150LOOP</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 150 CM NEEDLE X-40 EXTRA HEAVY TAPER POINT LOOP 40 MM 1/2 CIRCLE	Колошья массивная ЭКСТРА	40	1/2	1	150	Фиолетовый	<b>7667,24</b>
<b>X4871-150LOOP</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 150 CM NEEDLE X-48 EXTRA HEAVY TAPER POINT LOOP 48 MM 1/2 CIRCLE	Колошья массивная ЭКСТРА	48	1/2	0	150	Фиолетовый	<b>7437,12</b>
<b>X4878-150LOOP</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 150 CM NEEDLE X-48 EXTRA HEAVY TAPER POINT LOOP 48 MM 1/2 CIRCLE	Колошья массивная ЭКСТРА	48	1/2	1	150	Фиолетовый	<b>7667,24</b>
<b>X5071-150LOOP</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 150 CM NEEDLE X-50 EXTRA HEAVY TAPER POINT LOOP 50 MM 1/2 CIRCLE	Колошья массивная ЭКСТРА	50	1/2	0	150	Фиолетовый	<b>7437,12</b>
<b>X5078-150LOOP</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 150 CM NEEDLE X-50 EXTRA HEAVY TAPER POINT LOOP 50 MM 1/2 CIRCLE	Колошья массивная ЭКСТРА	50	1/2	1	150	Фиолетовый	<b>7667,24</b>
<b>SR1775</b> <b>ХИТ ПРОДАЖ</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 70 CM NEEDLE SR-17 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 17 MM 1/2 CIRCLE	Колошья ПРЕМИУМ	17	1/2	5-0	70	Фиолетовый	<b>3692,65</b>
<b>SR2073</b> <b>ХИТ ПРОДАЖ</b>	ATRAMAT PDX SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE SR-20 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 20 MM 1/2 CIRCLE	Колошья ПРЕМИУМ	20	1/2	3-0	70	Фиолетовый	<b>3779,52</b>

[Прайс-листы других типов хирургического шовного материала Atramat® /Атрамат® скачивайте здесь](#)

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Высокая прочность на разрыв
- Абсорбция путем гидролиза
- Монофиламентная структура с равным диаметром по длине
- Отлично держит узлы
- Фиолетовый цвет или Неокрашенный
- Молекулярная структура с мягкими сегментами

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличная поддержка ткани
- Предсказуемые сроки абсорбции минимальная реакция тканей
- Гладкий пассаж через ткани
- Сверх безопасность
- Отличная видимость в операционном поле

**ЗАВЯЗЫВАНИЕ УЗЛОВ:** При использовании нитей больших размеров (USP 2, 1, 0, 2-0) желательно связать 2 узла хирургический и простой. Это позволит хирургу правильно выбрать натяжение. После корректировки, дополнительно вяжется квадратный узел в соответствии с хирургической ситуацией и опытом хирурга.

При использовании нитей малых размеров (USP 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0), рекомендуется первоначально связать 2 квадратных узла, и 2 или 3 дополнительных, оставляя свободные концы около 4-5 мм.

**СЫРЬЕ:** Полиамид 6.0 или 6.6

**КРАСИТЕЛИ:** Черный гематин, синий № 2 FDC.

**МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ:** Этилен оксид.

**СВОЙСТВА:** Абсорбция происходит путем медленного гидролиза и завершается в период от 180 до 210 дней. Материал сохраняет примерно 70% своей первоначальной прочности на растяжение к концу 4-й недели и 50% к концу 6-ой недели.

**ПОКРЫТИЕ:** Отсутствует.

**ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА:** серебряный

**СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет с даты изготовления, указанной на этикетке

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Ограждая от прямого солнечного света хранить в оригинальной упаковке в чистом и сухом помещении. Диапазон температуры хранения: от 15°C до 30°C. Относительная влажность: не выше 65%

**ВАРИАНТЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ:**

Коробка с 12, 24 или 36 нитями с одной или двумя иглами, размерами от 2-0 до 7-0 USP

Коробка с 12, 24 или 36 пакетами с лигатурами, без иглы, размерами от 2-0 до 7-0 USP

**КОНТАКТЫ:**



Группа компаний «ДЕЛЬТАМЕД», Москва, 1-ый Дорожный проезд 4, стр. 1  
(Территория ООО «Н.Промтехсвязи»)

Тел: +7(977) 880 2092, +7(495) 369 0192, +7(812) 241 1910,

Email: [aspromed@bk.ru](mailto:aspromed@bk.ru),

<https://aspromed.ru/>

Для оптовых покупателей:

Тел: +7(495) 432 0542, +7(499) 375 3438, +7(812) 241 1910,

Email: [info@deltamedcompany.ru](mailto:info@deltamedcompany.ru)

<http://www.deltamedcompany.ru/>