



ПРАЙС-ЛИСТ PGA

Синтетический рассасывающийся мультифиламентный плетёный хирургический шовный материал Atramat® PGA (Polyglycolic Acid)/ Атрамат® Полигликолид

ОБЩИЕ СВОЙСТВА: Находясь в ткани, полигликолидная кислота Atramat® вызывает минимальную реакцию ткани на макроскопическом уровне. Она сопоставима с другими синтетическими рассасывающимися материалами на основе полигликолидной кислоты. Однако, полигликолидная кислота Atramat®, имеет предсказуемые темпы абсорбции и прочность на растяжение выше стандартов USP, что обеспечивает жизненно важную поддержку тканей в течение критического периода заживления.

ПОКАЗАНИЯ: Рекомендуются для соединения мягких тканей, лигатур, а также при широком спектре хирургических вмешательств.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Шовный материал не должен использоваться там, где необходима продолжительная поддержка тканей и также в случаях необходимости поддержки ткани в течение неопределенного периода времени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Общая хирургия, гастроэнтерология, гинекология, акушерство, офтальмология, урология, ортопедия, пластическая хирургия.

| АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ИГЛЫ | | | ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ | | | ЦЕНА, руб. |
|-------------------------------|---|---------------------|-----------|------------|---------------------|----------------|------------|----------------|
| | | Тип иглы | Длина, мм | Окружность | USP | Длина нити, см | Цвет нити | |
| R2693-75 ХИТ ПРОДАЖ | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE R-26 REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 26 | 1/2 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 2778,25 |
| GH2692 ХИТ ПРОДАЖ | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE GH-26 HEAVY TAPER POINT 26 MM 5/8 CIRCLE | Колющая массивная | 26 | 5/8 | 2-0 | 70 | Фиолетовый | 2878,84 |
| R2093-75 ХИТ ПРОДАЖ | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE R-20 REGULAR TAPER POINT 20 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 20 | 1/2 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 2778,25 |
| R2691-75 ХИТ ПРОДАЖ | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE R-26 REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 26 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 2830,07 |
| F1396 ХИТ ПРОДАЖ | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 6-0 EP 0,7, 70 CM NEEDLE F-13 FINE TAPER POINT 13 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 13 | 1/2 | 6-0 | 70 | Фиолетовый | 2926,08 |
| C2691-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE C-26 REVERSE CUTTING 26 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 26 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 2901,70 |
| C2692-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE C-26 REVERSE CUTTING 26 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 26 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 2901,70 |
| C2693-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE C-26 REVERSE CUTTING 26 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 26 | 1/2 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 2846,83 |
| C3091-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE C-30 REVERSE CUTTING 30 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 30 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 2901,70 |
| C3092-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE C-30 REVERSE CUTTING 30 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 30 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 2901,70 |
| C3093-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE C-30 REVERSE CUTTING 30 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 30 | 1/2 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 2846,83 |
| C3791-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE C-37 REVERSE CUTTING 37 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 37 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 2901,70 |
| C3791-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 90 CM NEEDLE C-37 REVERSE CUTTING 37 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 37 | 1/2 | 0 | 90 | Фиолетовый | 2983,99 |
| C3792-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE C-37 REVERSE CUTTING 37 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 37 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 2901,70 |
| C3793-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE C-37 REVERSE CUTTING 37 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 37 | 1/2 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 2846,83 |
| C3798-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE C-37 REVERSE CUTTING 37 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 37 | 1/2 | 1 | 75 | Фиолетовый | 2935,22 |
| C3798-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE C-37 REVERSE CUTTING 37 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 37 | 1/2 | 1 | 90 | Фиолетовый | 3026,66 |
| C3799-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 75 CM NEEDLE C-37 REVERSE CUTTING 37 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 37 | 1/2 | 2 | 75 | Фиолетовый | 3107,44 |
| C4091-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE C-40 REVERSE CUTTING 40 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 40 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 2977,90 |
| C4091-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 90 CM NEEDLE C-40 REVERSE CUTTING 40 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 40 | 1/2 | 0 | 90 | Фиолетовый | 3061,72 |
| C4092-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 90 CM NEEDLE C-40 REVERSE CUTTING 40 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 40 | 1/2 | 2-0 | 90 | Фиолетовый | 3061,72 |
| C4098-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE C-40 REVERSE CUTTING 40 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 40 | 1/2 | 1 | 75 | Фиолетовый | 3016,00 |
| C4098-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE C-40 REVERSE CUTTING 40 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 40 | 1/2 | 1 | 90 | Фиолетовый | 3107,44 |
| C4099-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 75 CM NEEDLE C-40 REVERSE CUTTING 40 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 40 | 1/2 | 2 | 75 | Фиолетовый | 3107,44 |
| C4099-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 90 CM NEEDLE C-40 REVERSE CUTTING 40 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 40 | 1/2 | 2 | 90 | Фиолетовый | 3214,12 |
| C4891-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 90 CM NEEDLE C-48 REVERSE CUTTING 48 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 48 | 1/2 | 0 | 90 | Фиолетовый | 3147,06 |
| C4898-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE C-48 REVERSE CUTTING 48 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 48 | 1/2 | 1 | 75 | Фиолетовый | 3099,82 |
| C4898-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE C-48 REVERSE CUTTING 48 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 48 | 1/2 | 1 | 90 | Фиолетовый | 3192,78 |
| C4899-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 75 CM NEEDLE C-48 REVERSE CUTTING 48 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 48 | 1/2 | 2 | 75 | Фиолетовый | 3195,83 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|----|-----|-----|----|--------------|----------|
| C4899-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 90 CM NEEDLE C-48 REVERSE CUTTING 48 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая | 48 | 1/2 | 2 | 90 | Фиолетовый | 3307,08 |
| CE1295 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 70 CM NEEDLE CE-12 REVERSE CUTTING 12 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 12 | 3/8 | 5-0 | 70 | Фиолетовый | 3116,58 |
| CE1693-45 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 45 CM NEEDLE CE-16 REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 16 | 3/8 | 3-0 | 45 | Фиолетовый | 2781,30 |
| CE1694-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 75 CM NEEDLE CE-16 REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 16 | 3/8 | 4-0 | 75 | Фиолетовый | 2926,08 |
| CE1694-75B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 4-0 EP 1,5, 75 CM NEEDLE CE-16 REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 16 | 3/8 | 4-0 | 75 | Неокрашенный | 2990,09 |
| CE1695-45 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 45 CM NEEDLE CE-16 REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 16 | 3/8 | 5-0 | 45 | Фиолетовый | 2828,54 |
| CE1695-45B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 5-0 EP 1, 45 CM NEEDLE CE-16 REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 16 | 3/8 | 5-0 | 45 | Неокрашенный | 2842,26 |
| CE1695-75B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 5-0 EP 1, 75 CM NEEDLE CE-16 REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 16 | 3/8 | 5-0 | 75 | Неокрашенный | 2997,71 |
| CE1992-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE CE-19 REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 19 | 3/8 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 2901,70 |
| CE1993-45 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 45 CM NEEDLE CE-19 REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 19 | 3/8 | 3-0 | 45 | Фиолетовый | 2709,67 |
| CE1993-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE CE-19 REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 19 | 3/8 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 2846,83 |
| CE1993-75B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE CE-19 REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 19 | 3/8 | 3-0 | 75 | Неокрашенный | 2912,36 |
| CE1994-45 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 45 CM NEEDLE CE-19 REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 19 | 3/8 | 4-0 | 45 | Фиолетовый | 2709,67 |
| CE1994-45B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 4-0 EP 1,5, 45 CM NEEDLE CE-19 REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 19 | 3/8 | 4-0 | 45 | Неокрашенный | 2747,77 |
| CE1994-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 75 CM NEEDLE CE-19 REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 19 | 3/8 | 4-0 | 75 | Фиолетовый | 2846,83 |
| CE1994-75B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 4-0 EP 1,5, 75 CM NEEDLE CE-19 REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 19 | 3/8 | 4-0 | 75 | Неокрашенный | 2912,36 |
| CE1995-45 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 45 CM NEEDLE CE-19 REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 19 | 3/8 | 5-0 | 45 | Фиолетовый | 2756,92 |
| CE1995-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 75 CM NEEDLE CE-19 REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 19 | 3/8 | 5-0 | 75 | Фиолетовый | 2895,60 |
| CE1995-B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 5-0 EP 1, 70 CM NEEDLE CE-19 REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 19 | 3/8 | 5-0 | 70 | Неокрашенный | 2895,60 |
| CE1996-75B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 6-0 EP 0,7, 75 CM NEEDLE CE-19 REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 19 | 3/8 | 6-0 | 75 | Неокрашенный | 3014,47 |
| CE2491-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE CE-24 REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 24 | 3/8 | 0 | 75 | Фиолетовый | 2901,70 |
| CE2492-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE CE-24 REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 24 | 3/8 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 2901,70 |
| CE2492-75B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE CE-24 REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 24 | 3/8 | 2-0 | 75 | Неокрашенный | 2961,13 |
| CE2493-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE CE-24 REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 24 | 3/8 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 2846,83 |
| CE2493-75B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE CE-24 REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 24 | 3/8 | 3-0 | 75 | Неокрашенный | 2912,36 |
| CE2494-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 75 CM NEEDLE CE-24 REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 24 | 3/8 | 4-0 | 75 | Фиолетовый | 2846,83 |
| CE2693-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE CE-26 REVERSE CUTTING 26 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 26 | 3/8 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 2846,83 |
| CE3091-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE CE-30 REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 30 | 3/8 | 0 | 75 | Фиолетовый | 2901,70 |
| CE3092-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE CE-30 REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 30 | 3/8 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 2901,70 |
| CE3092-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 90 CM NEEDLE CE-30 REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 30 | 3/8 | 2-0 | 90 | Фиолетовый | 2983,99 |
| CE3093-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE CE-30 REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 30 | 3/8 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 2846,83 |
| CE3791-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE CE-37 REVERSE CUTTING 37 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 37 | 3/8 | 0 | 75 | Фиолетовый | 2901,70 |
| CE3792-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE CE-37 REVERSE CUTTING 37 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 37 | 3/8 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 2901,70 |
| CE3798-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE CE-37 REVERSE CUTTING 37 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорежущая | 37 | 3/8 | 1 | 75 | Фиолетовый | 2935,22 |
| EA696/2 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 6-0 EP 0,7, 45 CM DOUBLE NEEDLE EA-6 PREMIUM SPATULA 6 MM 1/4 CIRCLE | Шпательная ПРЕМИУМ | 6 | 1/4 | 6-0 | 45 | Фиолетовый | 11823,19 |
| EA895/2 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 45 CM DOUBLE NEEDLE EA-8 PREMIUM SPATULA 8 MM 1/4 CIRCLE | Шпательная ПРЕМИУМ | 8 | 1/4 | 5-0 | 45 | Фиолетовый | 11079,48 |
| EA896/2 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 6-0 EP 0,7, 45 CM DOUBLE NEEDLE EA-8 PREMIUM SPATULA 8 MM 1/4 CIRCLE | Шпательная ПРЕМИУМ | 8 | 1/4 | 6-0 | 45 | Фиолетовый | 11079,48 |
| EE697/2 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 7-0 EP 0,5, 45 CM DOUBLE NEEDLE EE-6 PREMIUM SPATULA 6 MM 3/8 CIRCLE | Шпательная ПРЕМИУМ | 6 | 3/8 | 7-0 | 45 | Фиолетовый | 11096,24 |
| EE6980/2-30 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 8-0 EP 0,4, 30 CM DOUBLE NEEDLE EE-6 PREMIUM SPATULA 6 MM 3/8 CIRCLE | Шпательная ПРЕМИУМ | 6 | 3/8 | 8-0 | 30 | Фиолетовый | 10998,71 |
| F1394 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 70 CM NEEDLE F-13 FINE TAPER POINT 13 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 13 | 1/2 | 4-0 | 70 | Фиолетовый | 2828,54 |
| F1395 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 70 CM NEEDLE F-13 FINE TAPER POINT 13 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 13 | 1/2 | 5-0 | 70 | Фиолетовый | 2875,79 |
| F1793-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE F-17 FINE TAPER POINT 17 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 17 | 1/2 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 2852,93 |
| F1795-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 75 CM NEEDLE F-17 FINE TAPER POINT 17 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 17 | 1/2 | 5-0 | 75 | Фиолетовый | 2900,17 |
| F1796-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 6-0 EP 0,7, 75 CM NEEDLE F-17 FINE TAPER POINT 17 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 17 | 1/2 | 6-0 | 75 | Фиолетовый | 2947,42 |
| G2691-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE G-26 HEAVY TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 26 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 2830,07 |
| G2691-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 90 CM NEEDLE G-26 HEAVY TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 26 | 1/2 | 0 | 90 | Фиолетовый | 2912,36 |
| G2692-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE G-26 HEAVY TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 26 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 2830,07 |
| G2692-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 90 CM NEEDLE G-26 HEAVY TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 26 | 1/2 | 2-0 | 90 | Фиолетовый | 2912,36 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------------|----|-----|-----|-----|------------|---------|
| G2693-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE G-26 HEAVY TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 26 | 1/2 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 2778,25 |
| G2698-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE G-26 HEAVY TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 26 | 1/2 | 1 | 75 | Фиолетовый | 2866,64 |
| G3091-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE G-30 HEAVY TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 30 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 2830,07 |
| G3092-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE G-30 HEAVY TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 30 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 2830,07 |
| G3092-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 90 CM NEEDLE G-30 HEAVY TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 30 | 1/2 | 2-0 | 90 | Фиолетовый | 2912,36 |
| G3093-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE G-30 HEAVY TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 30 | 1/2 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 2778,25 |
| G3098-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE G-30 HEAVY TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 30 | 1/2 | 1 | 75 | Фиолетовый | 2866,64 |
| G3791 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 70 CM NEEDLE G-37 HEAVY TAPER POINT 37 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 37 | 1/2 | 0 | 70 | Фиолетовый | 2807,21 |
| G3791-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE G-37 HEAVY TAPER POINT 37 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 37 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 2830,07 |
| G3791-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 90 CM NEEDLE G-37 HEAVY TAPER POINT 37 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 37 | 1/2 | 0 | 90 | Фиолетовый | 2912,36 |
| G3792 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE G-37 HEAVY TAPER POINT 37 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 37 | 1/2 | 2-0 | 70 | Фиолетовый | 2807,21 |
| G3792-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE G-37 HEAVY TAPER POINT 37 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 37 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 2830,07 |
| G3792-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 90 CM NEEDLE G-37 HEAVY TAPER POINT 37 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 37 | 1/2 | 2-0 | 90 | Фиолетовый | 2912,36 |
| G3793-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE G-37 HEAVY TAPER POINT 37 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 37 | 1/2 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 2778,25 |
| G3798 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 70 CM NEEDLE G-37 HEAVY TAPER POINT 37 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 37 | 1/2 | 1 | 70 | Фиолетовый | 2840,74 |
| G3798-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE G-37 HEAVY TAPER POINT 37 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 37 | 1/2 | 1 | 75 | Фиолетовый | 2866,64 |
| G3798-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE G-37 HEAVY TAPER POINT 37 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 37 | 1/2 | 1 | 90 | Фиолетовый | 2956,56 |
| G3799-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 75 CM NEEDLE G-37 HEAVY TAPER POINT 37 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 37 | 1/2 | 2 | 75 | Фиолетовый | 2956,56 |
| G3799-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 90 CM NEEDLE G-37 HEAVY TAPER POINT 37 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 37 | 1/2 | 2 | 90 | Фиолетовый | 3061,72 |
| G4091-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE G-40 HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 40 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 2830,07 |
| G4091-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 90 CM NEEDLE G-40 HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 40 | 1/2 | 0 | 90 | Фиолетовый | 2912,36 |
| G4092-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE G-40 HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 40 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 2830,07 |
| G4092-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 90 CM NEEDLE G-40 HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 40 | 1/2 | 2-0 | 90 | Фиолетовый | 2912,36 |
| G4098-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE G-40 HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 40 | 1/2 | 1 | 75 | Фиолетовый | 2866,64 |
| G4098-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE G-40 HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 40 | 1/2 | 1 | 90 | Фиолетовый | 2956,56 |
| G4099-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 75 CM NEEDLE G-40 HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 40 | 1/2 | 2 | 75 | Фиолетовый | 2956,56 |
| G4099-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 90 CM NEEDLE G-40 HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 40 | 1/2 | 2 | 90 | Фиолетовый | 3061,72 |
| G4891-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE G-48 HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 48 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 2907,79 |
| G4891-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 90 CM NEEDLE G-48 HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 48 | 1/2 | 0 | 90 | Фиолетовый | 2990,09 |
| G4892-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE G-48 HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 48 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 2907,79 |
| G4892-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 90 CM NEEDLE G-48 HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 48 | 1/2 | 2-0 | 90 | Фиолетовый | 2990,09 |
| G4898-100 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 100 CM NEEDLE G-48 HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 48 | 1/2 | 1 | 100 | Фиолетовый | 3095,24 |
| G4898-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE G-48 HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 48 | 1/2 | 1 | 75 | Фиолетовый | 2945,89 |
| G4898-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE G-48 HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 48 | 1/2 | 1 | 90 | Фиолетовый | 3032,76 |
| G4899-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 75 CM NEEDLE G-48 HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 48 | 1/2 | 2 | 75 | Фиолетовый | 3032,76 |
| G4899-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 90 CM NEEDLE G-48 HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 48 | 1/2 | 2 | 90 | Фиолетовый | 3142,49 |
| G5098-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE G-50 HEAVY TAPER POINT 50 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 50 | 1/2 | 1 | 90 | Фиолетовый | 3032,76 |
| G6598-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE G-65 HEAVY TAPER POINT 65 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 65 | 1/2 | 1 | 75 | Фиолетовый | 3112,01 |
| G6599-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 75 CM NEEDLE G-65 HEAVY TAPER POINT 65 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 65 | 1/2 | 2 | 75 | Фиолетовый | 3201,92 |
| G6599-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 90 CM NEEDLE G-65 HEAVY TAPER POINT 65 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 65 | 1/2 | 2 | 90 | Фиолетовый | 3311,65 |
| GH2691 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 70 CM NEEDLE GH-26 HEAVY TAPER POINT 26 MM 5/8 CIRCLE | Колющая массивная | 26 | 5/8 | 0 | 70 | Фиолетовый | 2878,84 |
| GH2698 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 70 CM NEEDLE GH-26 HEAVY TAPER POINT 26 MM 5/8 CIRCLE | Колющая массивная | 26 | 5/8 | 1 | 70 | Фиолетовый | 2913,89 |
| GH3791 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 70 CM NEEDLE GH-37 HEAVY TAPER POINT 37 MM 5/8 CIRCLE | Колющая массивная | 37 | 5/8 | 0 | 70 | Фиолетовый | 2878,84 |
| P2691-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE P-26 PREMIUM REVERSE CUTTING 26 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая ПРЕМИУМ | 26 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 3436,62 |
| P2692-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE P-26 PREMIUM REVERSE CUTTING 26 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая ПРЕМИУМ | 26 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 3400,04 |
| P3092-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE P-30 PREMIUM REVERSE CUTTING 30 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорежущая ПРЕМИУМ | 30 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 3400,04 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|----|-----|-----|----|--------------|---------|
| P3691-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 90 CM NEEDLE P-36 PREMIUM REVERSE CUTTING 36 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 36 | 1/2 | 0 | 90 | Фиолетовый | 3526,54 |
| P3698-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE P-36 PREMIUM REVERSE CUTTING 36 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 36 | 1/2 | 1 | 75 | Фиолетовый | 3464,05 |
| P4891-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE P-48 PREMIUM REVERSE CUTTING 48 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 48 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 3736,85 |
| P4891-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 90 CM NEEDLE P-48 PREMIUM REVERSE CUTTING 48 MM 1/2 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 48 | 1/2 | 0 | 90 | Фиолетовый | 3835,91 |
| PE1395-45B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 5-0 EP 1, 45 CM NEEDLE PE-13 PREMIUM REVERSE CUTTING 13 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 13 | 3/8 | 5-0 | 45 | Неокрашенный | 3243,07 |
| PE1396-45B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 6-0 EP 0,7, 45 CM NEEDLE PE-13 PREMIUM REVERSE CUTTING 13 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 13 | 3/8 | 6-0 | 45 | Неокрашенный | 3340,61 |
| PE1693-45 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 45 CM NEEDLE PE-16 PREMIUM REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 16 | 3/8 | 3-0 | 45 | Фиолетовый | 3201,92 |
| PE1694-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 75 CM NEEDLE PE-16 PREMIUM REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 16 | 3/8 | 4-0 | 75 | Фиолетовый | 3352,80 |
| PE1694-75B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 4-0 EP 1,5, 75 CM NEEDLE PE-16 PREMIUM REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 16 | 3/8 | 4-0 | 75 | Неокрашенный | 3392,42 |
| PE1695-45B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 5-0 EP 1, 45 CM NEEDLE PE-16 PREMIUM REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 16 | 3/8 | 5-0 | 45 | Неокрашенный | 3250,69 |
| PE1696-45B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 6-0 EP 0,7, 45 CM NEEDLE PE-16 PREMIUM REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 16 | 3/8 | 6-0 | 45 | Неокрашенный | 3250,69 |
| PE1992-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE PE-19 PREMIUM REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 19 | 3/8 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 3400,04 |
| PE1993-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE PE-19 PREMIUM REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 19 | 3/8 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 3352,80 |
| PE1993-75B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE PE-19 PREMIUM REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 19 | 3/8 | 3-0 | 75 | Неокрашенный | 3300,98 |
| PE1994-45B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 4-0 EP 1,5, 45 CM NEEDLE PE-19 PREMIUM REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 19 | 3/8 | 4-0 | 45 | Неокрашенный | 3229,36 |
| PE1994-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 75 CM NEEDLE PE-19 PREMIUM REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 19 | 3/8 | 4-0 | 75 | Фиолетовый | 3352,80 |
| PE1994-75B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 4-0 EP 1,5, 75 CM NEEDLE PE-19 PREMIUM REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 19 | 3/8 | 4-0 | 75 | Неокрашенный | 3300,98 |
| PE1995-B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 5-0 EP 1, 70 CM NEEDLE PE-19 PREMIUM REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 19 | 3/8 | 5-0 | 70 | Неокрашенный | 3377,18 |
| PE2492-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE PE-24 PREMIUM REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 24 | 3/8 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 3400,04 |
| PE2492-75B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE PE-24 PREMIUM REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 24 | 3/8 | 2-0 | 75 | Неокрашенный | 3442,72 |
| PE2493-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE PE-24 PREMIUM REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 24 | 3/8 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 3352,80 |
| PE2493-75B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE PE-24 PREMIUM REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE | Обратнорезущая ПРЕМИУМ | 24 | 3/8 | 3-0 | 75 | Неокрашенный | 3392,42 |
| PW3092-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE PW-30 PREMIUM TAPER CUTTING 30 MM 1/2 CIRCLE | Колющая ПРЕМИУМ | 30 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 4140,71 |
| R2092-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE R-20 REGULAR TAPER POINT 20 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 20 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 2830,07 |
| F1794-75 ХИТ ПРОДАЖ | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 75 CM NEEDLE F-17 FINE TAPER POINT 17 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 17 | 1/2 | 4-0 | 75 | Фиолетовый | 2852,93 |
| R2094-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 75 CM NEEDLE R-20 REGULAR TAPER POINT 20 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 20 | 1/2 | 4-0 | 75 | Фиолетовый | 2778,25 |
| R2095-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 75 CM NEEDLE R-20 REGULAR TAPER POINT 20 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 20 | 1/2 | 5-0 | 75 | Фиолетовый | 2825,50 |
| R2692 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE R-26 REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 26 | 1/2 | 2-0 | 70 | Фиолетовый | 2807,21 |
| R2692-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE R-26 REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 26 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 2830,07 |
| R2692-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 90 CM NEEDLE R-26 REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 26 | 1/2 | 2-0 | 90 | Фиолетовый | 2912,36 |
| R2693 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE R-26 REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 26 | 1/2 | 3-0 | 70 | Фиолетовый | 2756,92 |
| R2693-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 90 CM NEEDLE R-26 REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 26 | 1/2 | 3-0 | 90 | Фиолетовый | 2846,83 |
| R2694 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 70 CM NEEDLE R-26 REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 26 | 1/2 | 4-0 | 70 | Фиолетовый | 2756,92 |
| R2694-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 75 CM NEEDLE R-26 REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 26 | 1/2 | 4-0 | 75 | Фиолетовый | 2778,25 |
| R2695 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 70 CM NEEDLE R-26 REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 26 | 1/2 | 5-0 | 70 | Фиолетовый | 2802,64 |
| R2698-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE R-26 REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 26 | 1/2 | 1 | 75 | Фиолетовый | 2866,64 |
| R3091-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE R-30 REGULAR TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 30 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 2830,07 |
| R3092-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE R-30 REGULAR TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 30 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 2830,07 |
| R3093-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE R-30 REGULAR TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 30 | 1/2 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 2778,25 |
| R3098-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE R-30 REGULAR TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 30 | 1/2 | 1 | 75 | Фиолетовый | 2866,64 |
| R3792-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE R-37 REGULAR TAPER POINT 37 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 37 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 2830,07 |
| R3793-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE R-37 REGULAR TAPER POINT 37 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 37 | 1/2 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 2778,25 |
| SG2691-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE SG-26 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 26 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 3331,46 |
| SG2698-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE SG-26 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 26 | 1/2 | 1 | 75 | Фиолетовый | 3395,47 |
| SG3091-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE SG-30 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 30 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 3331,46 |
| SG3092-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE SG-30 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 30 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 3331,46 |
| SG3098-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE SG-30 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 30 | 1/2 | 1 | 75 | Фиолетовый | 3360,42 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|----|-----|-----|-----|--------------|---------|
| SG3691 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 70 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 36 | 1/2 | 0 | 70 | Фиолетовый | 3300,98 |
| SG3691-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 75 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 36 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 3331,46 |
| SG3691-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 90 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 36 | 1/2 | 0 | 90 | Фиолетовый | 3424,43 |
| SG3692 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 36 | 1/2 | 2-0 | 70 | Фиолетовый | 3267,46 |
| SG3698 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 70 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 36 | 1/2 | 1 | 70 | Фиолетовый | 3328,42 |
| SG3698-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 36 | 1/2 | 1 | 75 | Фиолетовый | 3360,42 |
| SG3698-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 36 | 1/2 | 1 | 90 | Фиолетовый | 3457,96 |
| SG3699-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 90 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 36 | 1/2 | 2 | 90 | Фиолетовый | 3648,46 |
| SG4091-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 75 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 40 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 3331,46 |
| SG4091-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 90 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 40 | 1/2 | 0 | 90 | Фиолетовый | 3361,94 |
| SG4098-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 40 | 1/2 | 1 | 75 | Фиолетовый | 3360,42 |
| SG4098-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 40 | 1/2 | 1 | 90 | Фиолетовый | 3457,96 |
| SG4099-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 75 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 40 | 1/2 | 2 | 75 | Фиолетовый | 3518,92 |
| SG4099-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 90 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 40 | 1/2 | 2 | 90 | Фиолетовый | 3648,46 |
| SG4898-100 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 100 CM NEEDLE SG-48 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 48 | 1/2 | 1 | 100 | Фиолетовый | 3616,45 |
| SG4898-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE SG-48 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 48 | 1/2 | 1 | 90 | Фиолетовый | 3550,92 |
| SG4899-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 75 CM NEEDLE SG-48 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 48 | 1/2 | 2 | 75 | Фиолетовый | 3616,45 |
| SG4899-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 90 CM NEEDLE SG-48 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 48 | 1/2 | 2 | 90 | Фиолетовый | 3747,52 |
| SG6592-75B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE SG-65 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 65 MM 1/2 CIRCLE | Колющая массивная | 65 | 1/2 | 2-0 | 75 | Неокрашенный | 3742,94 |
| SGH2691 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 70 CM NEEDLE SGH-26 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 26 MM 5/8 CIRCLE | Колющая массивная | 26 | 5/8 | 0 | 70 | Фиолетовый | 3328,42 |
| SGH2692 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE SGH-26 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 26 MM 5/8 CIRCLE | Колющая массивная | 26 | 5/8 | 2-0 | 70 | Фиолетовый | 3294,89 |
| SGH2698 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 70 CM NEEDLE SGH-26 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 26 MM 5/8 CIRCLE | Колющая массивная | 26 | 5/8 | 1 | 70 | Фиолетовый | 3357,37 |
| SR1794-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1.5, 75 CM NEEDLE SR-17 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 17 MM 1/2 CIRCLE | Колющая ПРЕМИУМ | 17 | 1/2 | 4-0 | 75 | Фиолетовый | 3326,89 |
| SR1795-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 75 CM NEEDLE SR-17 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 17 MM 1/2 CIRCLE | Колющая ПРЕМИУМ | 17 | 1/2 | 5-0 | 75 | Фиолетовый | 3348,23 |
| SR1796-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 6-0 EP 0.7, 75 CM NEEDLE SR-17 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 17 MM 1/2 CIRCLE | Колющая ПРЕМИУМ | 17 | 1/2 | 6-0 | 75 | Фиолетовый | 3348,23 |
| SR2093-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE SR-20 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 20 MM 1/2 CIRCLE | Колющая ПРЕМИУМ | 20 | 1/2 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 3235,45 |
| SR2094-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1.5, 75 CM NEEDLE SR-20 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 20 MM 1/2 CIRCLE | Колющая ПРЕМИУМ | 20 | 1/2 | 4-0 | 75 | Фиолетовый | 3235,45 |
| SR2691-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 75 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая ПРЕМИУМ | 26 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 3319,27 |
| SR2692 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая ПРЕМИУМ | 26 | 1/2 | 2-0 | 70 | Фиолетовый | 3256,79 |
| SR2692-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая ПРЕМИУМ | 26 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 3284,22 |
| SR2692-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 90 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая ПРЕМИУМ | 26 | 1/2 | 2-0 | 90 | Фиолетовый | 3366,52 |
| SR2693 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая ПРЕМИУМ | 26 | 1/2 | 3-0 | 70 | Фиолетовый | 3212,59 |
| SR2693-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая ПРЕМИУМ | 26 | 1/2 | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 3235,45 |
| SR2693-90 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 90 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая ПРЕМИУМ | 26 | 1/2 | 3-0 | 90 | Фиолетовый | 3311,65 |
| SR2698-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE | Колющая ПРЕМИУМ | 26 | 1/2 | 1 | 75 | Фиолетовый | 3348,23 |
| SR3091-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 75 CM NEEDLE SR-30 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE | Колющая ПРЕМИУМ | 30 | 1/2 | 0 | 75 | Фиолетовый | 3319,27 |
| SR3092-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE SR-30 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE | Колющая ПРЕМИУМ | 30 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 3284,22 |
| SS0091-150 | ATRAMAT PGA VIOLET USP 0 EP 3.5, 150 CM WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 0 | 150 | Фиолетовый | 3016,00 |
| SS0091-250 | ATRAMAT PGA VIOLET USP 0 EP 3.5, 250 CM WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 0 | 250 | Фиолетовый | 3662,17 |
| SS0092-150 | ATRAMAT PGA VIOLET USP 2-0 EP 3, 150 CM WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 2-0 | 150 | Фиолетовый | 3016,00 |
| SS0092-250 | ATRAMAT PGA VIOLET USP 2-0 EP 3, 250 CM WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 2-0 | 250 | Фиолетовый | 3662,17 |
| SS0092-250C | ATRAMAT PGA VIOLET USP 2-0 EP 3, 250 CM REEL WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 2-0 | 250 | Фиолетовый | 4408,93 |
| SS0093-150 | ATRAMAT PGA VIOLET USP 3-0 EP 2, 150 CM WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 3-0 | 150 | Фиолетовый | 2892,55 |
| SS0098-150 | ATRAMAT PGA VIOLET USP 1 EP 4, 150 CM WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 1 | 150 | Фиолетовый | 3099,82 |
| SS0098-250 | ATRAMAT PGA VIOLET USP 1 EP 4, 250 CM WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 1 | 250 | Фиолетовый | 3802,38 |
| SS0099-150 | ATRAMAT PGA VIOLET USP 2 EP 5, 150 CM WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 2 | 150 | Фиолетовый | 3311,65 |
| SS0292-75 | ATRAMAT PGA VIOLET USP 2-0 EP 3, 2 X 75 CM WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 3016,00 |
| SS0293-75 | ATRAMAT PGA VIOLET USP 3-0 EP 2, 2 X 75 CM WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 3-0 | 75 | Фиолетовый | 2892,55 |
| SS0298-75 | ATRAMAT PGA VIOLET USP 1 EP 4, 2 X 75 CM WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 1 | 75 | Фиолетовый | 3099,82 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|----|------------|-----|----|--------------|---------|
| SS0391-45 | ATRAMAT PGA VIOLET USP 0 EP 3,5, 3 X 45 CM WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 0 | 45 | Фиолетовый | 2918,46 |
| SS0392-45 | ATRAMAT PGA VIOLET USP 2-0 EP 3, 3 X 45 CM WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 2-0 | 45 | Фиолетовый | 2918,46 |
| SS0393-45 | ATRAMAT PGA VIOLET USP 3-0 EP 2, 3 X 45 CM WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 3-0 | 45 | Фиолетовый | 2807,21 |
| SS0598 | ATRAMAT PGA VIOLET USP 1 EP 4, 5 X 70 CM WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 1 | 70 | Фиолетовый | 4503,42 |
| SS0691-45 | ATRAMAT PGA VIOLET USP 0 EP 3,5, 6 X 45 CM WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 0 | 45 | Фиолетовый | 3793,24 |
| SS0692-45 | ATRAMAT PGA VIOLET USP 2-0 EP 3, 6 X 45 CM WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 2-0 | 45 | Фиолетовый | 3793,24 |
| SS0693-45 | ATRAMAT PGA VIOLET USP 3-0 EP 2, 6 X 45 CM WITHOUT NEEDLE | Без иглы | - | - | 3-0 | 45 | Фиолетовый | 3564,64 |
| U6092 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE U-60 STRAIGHT CUTTING 60 MM STRAIGHT | Режущая прямая | 60 | - | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 3061,72 |
| U6092-B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE U-60 STRAIGHT CUTTING 60 MM STRAIGHT | Режущая прямая | 60 | - | 2-0 | 75 | Неокрашенный | 3125,72 |
| U6093-B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE U-60 STRAIGHT CUTTING 60 MM STRAIGHT | Режущая прямая | 60 | - | 3-0 | 75 | Неокрашенный | 3073,91 |
| U6094-B | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE UNDYED USP 4-0 EP 1,5, 75 CM NEEDLE U-60 STRAIGHT CUTTING 60 MM STRAIGHT | Режущая прямая | 60 | - | 4-0 | 75 | Неокрашенный | 3073,91 |
| W3092-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE W-30 TAPER CUTTING 30 MM 1/2 CIRCLE | Колющая | 30 | 1/2 | 2-0 | 75 | Фиолетовый | 3627,12 |
| YJ3098-75 | ATRAMAT PGA SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE YJ-30 PREMIUM TAPER CUTTING 30 MM "J" NEEDLE | Колющая ПРЕМИУМ | 30 | J-образная | 1 | 75 | Фиолетовый | 6483,10 |

[Прайс-листы других типов хирургического шовного материала Atramat® /Атрамат® скачивайте здесь](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Высокая прочность на разрыв
- Плетеная структура
- Абсорбция путем гидролиза
- Цилиндрическое покрытие мультифиламентного материала
- Отлично держит узлы
- Цвет: **фиолетовый** и неокрашенный

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличная поддержка ткани
- Предсказуемые сроки абсорбции и минимальная реакция тканей
- Гладкий пассаж через ткани
- Сверхбезопасность.
- Меньшее количество шовного материала имплантированного в ткани.

ЗАВЯЗЫВАНИЕ УЗЛОВ: Рекомендуется использовать стандартный хирургический узел или квадратный узел с дополнительными узлами в соответствии с хирургическими обстоятельствами и опытом хирурга.

СЫРЬЕ: Гомополимер гликолидной кислоты с покрытием

КРАСИТЕЛИ: **Фиолетовый** № 2 FDC, бежево неокрашенные.

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ: Этилен оксид.

СВОЙСТВА: Абсорбция происходит путем постепенного гидролиза и завершается в период от 60 до 90 дней. Материал сохраняет примерно 75% своей первоначальной прочности на растяжение по истечении двух недель, и 50% в конце третьей недели.

ПОКРЫТИЕ: Соплимер полигликолида и лактида (30/70) и стеарат кальция (фиолетовый). Поликапролактон и стеарат кальция (неокрашенные)

ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА: **фиолетовый**

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления, указанной на этикетке

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Ограждая от прямого солнечного света хранить в оригинальной упаковке в чистом и сухом помещении. Диапазон температуры хранения: от 15°C до 30°C. Относительная влажность: не выше 65%

ВАРИАНТЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Коробка с 12, 24 или 36 нитями с одной или двумя иглами, размерами от 2-0 до 8-0 USP

Коробка с 12, 24 или 36 пакетами с лигатурами, без иглы, размерами от 2-0 до 8-0 USP

Катушки в размерах от 2-0 до 5-0 USP

КОНТАКТЫ:



Группа компаний «ДЕЛЬТАМЕД», Москва, 1-ый Дорожный проезд 4, стр. 1
(Территория ООО «Н.Промтехсвязи»

Тел: +7(977) 880 2092, +7(495) 369 0192, +7(812) 241 1910,

Email: aspromed@bk.ru,

<https://aspromed.ru/>

Для оптовых покупателей:

Тел: +7(495) 432 0542, +7(499) 375 3438, +7(812) 241 1910,

Email: info@deltamedcompany.ru

<http://www.deltamedcompany.ru/>