




КАК ЧИТАТЬ ЭТИКЕТКИ АТРАМАТ® /АТРАМАТ


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| 1. Товарная марка | 10. Тип иглы | 19. Метод стерилизации |
| 2. Диаметр нити EP | 11. Окружность иглы | 20. Стерильно |
| 3. Длина нити | 12. Схема кончика иглы | 21. Срок годности |
| 4. Длина иглы | 13. Схема иглы | 22. Логотип CE |
| 5. Диаметр нити USP | 14. Код иглы | 23. CE номер |
| 6. Материал | 15. Код продукта | 24. Штрих-код |
| 7. Специальные символы | 16. Дата изготовления | 25. Страна изготовитель/ Производитель |
| 8. Не использовать повторно | 17. Количество упаковок | 26. См. Инструкцию по применению |
| 9. Тип абсорбации | 18. Номер партии | 27. Не использовать если повреждена упаковка |


НАРУЖНАЯ ЭТИКЕТКА



ВНУТРЕННЯЯ ЭТИКЕТКА



ВНУТРЕННИЙ ПАКЕТ



КОНТАКТЫ



Группа компаний «ДЕЛЬТАМЕД», Москва, 1-ый Дорожный проезд 4, стр. 1
(Территория ООО «Н.Промтехсвязи»

Тел: +7(977) 880 2092, +7(495) 369 0192, +7(812) 241 1910,

Email: aspromed@bk.ru,

<https://aspromed.ru/>

Для оптовых покупателей:

Тел: +7(495) 432 0542, +7(499) 375 3438, +7(812) 241 1910,

Email: info@deltamedcompany.ru

<http://www.deltamedcompany.ru/>