



ПРАЙС-ЛИСТ PGLA90

Синтетический рассасывающийся мультифиламентный плетеный хирургический шовный материал Atramat® PGLA90 (Polyglactin 90)/ Атрамат® Полигликолид-лактид

ОБЩИЕ СВОЙСТВА: Находясь в ткани, гликолид лактид Atramat® вызывает минимальную реакцию ткани на микроскопическом уровне. Гликолид лактид Atramat®, имеет предсказуемые сроки абсорбции и высокую прочность на растяжение выше стандартов USP, что обеспечивает жизненно важную поддержку тканей в течение критического периода заживления.

ПОКАЗАНИЯ: Рекомендуется для соединения мягких тканей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Шовный материал не должен использоваться там, где необходима продолжительная поддержка тканей и также в случаях необходимости поддержки ткани в течение неопределенного периода времени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Общая хирургия, гастроэнтерология, гинекология, акушерство, офтальмология, урология, ортопедия, пластическая хирургия.

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ ИГЛЫ			ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ			ЦЕНА, руб.
		Тип иглы	Длина, мм	Окружность	USP	Длина нити, см	Цвет нити	
PE19303-B ХИТ ПРОДАЖ	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE PE-19 PREMIUM REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	19	3/8	3-0	70	Неокрашенный	3965,45
E-EA8305/2	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 45 CM DOUBLE NEEDLE E-EA-8 SUPRAGLYDE SPATULA 8 MM 1/4 CIRCLE	Шпательная	8	1/4	5-0	75	Фиолетовый	12358,12
E-EA8306/2	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 6-0 EP 0.7, 45 CM DOUBLE NEEDLE E-EA-8 SUPRAGLYDE SPATULA 8 MM 1/4 CIRCLE	Шпательная	8	1/4	6-0	45	Фиолетовый	12358,12
E-EE6.5307/2	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 7-0 EP 0.5, 45 CM DOUBLE NEEDLE E-EE-6.5 SUPRAGLYDE SPATULA 6.5 MM 3/8 CIRCLE	Шпательная	6.5	3/8	7-0	45	Фиолетовый	12417,55
E-EE6.53080/2-20	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 8-0 EP 0.4, 20 CM DOUBLE NEEDLE E-EE-6.5 SUPRAGLYDE SPATULA 6.5 MM 3/8 CIRCLE	Шпательная	6.5	3/8	8-0	20	Фиолетовый	12224,00
G37301-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 75 CM NEEDLE G-37 HEAVY TAPER POINT 37 MM 1/2 CIRCLE	Колючая массивная	37	1/2	0	75	Фиолетовый	3176,02
G40301-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 75 CM NEEDLE G-40 HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	Колючая массивная	40	1/2	0	75	Фиолетовый	3176,02
G40301-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 90 CM NEEDLE G-40 HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	Колючая массивная	40	1/2	0	90	Фиолетовый	3278,12
G40308-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE G-40 HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	Колючая массивная	40	1/2	1	75	Фиолетовый	3212,59
G40308-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE G-40 HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	Колючая массивная	40	1/2	1	90	Фиолетовый	3326,89
G48301-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 75 CM NEEDLE G-48 HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE	Колючая массивная	8	1/2	0	75	Фиолетовый	3176,02
G48309-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 75 CM NEEDLE G-48 HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE	Колючая массивная	8	1/2	2	75	Фиолетовый	3378,71
G48309-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 90 CM NEEDLE G-48 HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE	Колючая массивная	8	1/2	2	90	Фиолетовый	3624,07
HPE19304-45B	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 4-0 EP 1.5, 45 CM NEEDLE HPE-19 ATRAGLIDE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	Режущая	19	3/8	4-0	45	Неокрашенный	5797,30
HPE24303-45B	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 3-0 EP 2, 45 CM NEEDLE HPE-24 ATRAGLIDE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE	Режущая	24	3/8	3-0	45	Неокрашенный	5434,58
P22303	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE P-22 PREMIUM REVERSE CUTTING 22 MM 1/2 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	22	1/2	3-0	70	Фиолетовый	3965,45
P26302	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE P-26 PREMIUM REVERSE CUTTING 26 MM 1/2 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	26	1/2	2-0	70	Фиолетовый	4000,50
P26302-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE P-26 PREMIUM REVERSE CUTTING 26 MM 1/2 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	26	1/2	2-0	75	Фиолетовый	4034,03
P26302-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 90 CM NEEDLE P-26 PREMIUM REVERSE CUTTING 26 MM 1/2 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	26	1/2	2-0	90	Фиолетовый	4136,14
P26303-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE P-26 PREMIUM REVERSE CUTTING 26 MM 1/2 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	26	1/2	3-0	75	Фиолетовый	3998,98
P36301	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 70 CM NEEDLE P-36 PREMIUM REVERSE CUTTING 36 MM 1/2 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	36	1/2	0	70	Фиолетовый	4059,94
P36301-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 90 CM NEEDLE P-36 PREMIUM REVERSE CUTTING 36 MM 1/2 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	36	1/2	0	90	Фиолетовый	4212,34

P36308	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 70 CM NEEDLE P-36 PREMIUM REVERSE CUTTING 36 MM 1/2 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	36	1/2	1	70	Фиолетовый	4098,04
P-PE19304-45B ХИТ ПРОДАЖ	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 4-0 EP 1.5, 45 CM NEEDLE P-PE-19 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая сверхострая	19	3/8	4-0	45	Неокрашенный	4494,28
PE19304-B	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 4-0 EP 1.5, 70 CM NEEDLE PE-19 PREMIUM REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	19	3/8	4-0	70	Неокрашенный	3965,45
PE19305-B	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 5-0 EP 1, 70 CM NEEDLE PE-19 PREMIUM REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	19	3/8	5-0	70	Неокрашенный	3950,21
PE24302	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE PE-24 PREMIUM REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	24	3/8	2-0	70	Фиолетовый	4000,50
PE30302-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE PE-30 PREMIUM REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая ПРЕМИУМ	30	3/8	2-0	75	Фиолетовый	4034,03
P-PE13305-45B	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 5-0 EP 1, 45 CM NEEDLE P-PE-13 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 13 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая сверхострая	13	3/8	5-0	45	Неокрашенный	4782,31
P-PE13306-45B	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 6-0 EP 0.7, 45 CM NEEDLE P-PE-13 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 13 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая сверхострая	13	3/8	6-0	45	Неокрашенный	4867,66
P-PE16305-45B	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 5-0 EP 1, 45 CM NEEDLE P-PE-16 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая сверхострая	16	3/8	5-0	45	Неокрашенный	4596,38
P-PE24303-45B	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 3-0 EP 2, 45 CM NEEDLE P-PE-24 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE	Обратнорезущая сверхострая	24	3/8	3-0	45	Неокрашенный	4267,20
P-QE16304-45B	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 4-0 EP 1.5, 45 CM NEEDLE P-QE-16 SUPRA-SHARP CONVENTIONAL CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE	Режущая сверхострая	16	3/8	4-0	45	Неокрашенный	4719,83
R20303-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE R-20 REGULAR TAPER POINT 20 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая	20	1/2	3-0	75	Фиолетовый	3002,28
R26302-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE R-26 REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая	26	1/2	2-0	75	Фиолетовый	3035,81
R26303-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE R-26 REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая	26	1/2	3-0	75	Фиолетовый	3002,28
R30302-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE R-30 REGULAR TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая	30	1/2	2-0	75	Фиолетовый	3035,81
R30303-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE R-30 REGULAR TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая	30	1/2	3-0	75	Фиолетовый	3002,28
SG26308	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 70 CM NEEDLE SG-26 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая массивная ПРЕМИУМ	26	1/2	1	70	Фиолетовый	3678,94
SG36301	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 70 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая массивная ПРЕМИУМ	36	1/2	0	70	Фиолетовый	3610,36
SG36301-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 75 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая массивная ПРЕМИУМ	36	1/2	0	75	Фиолетовый	3643,88
SG36301-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 90 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая массивная ПРЕМИУМ	36	1/2	0	90	Фиолетовый	3747,52
SG36302	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая массивная ПРЕМИУМ	36	1/2	2-0	70	Фиолетовый	3557,02
SG36302-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 90 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая массивная ПРЕМИУМ	36	1/2	2-0	90	Фиолетовый	3678,94
SG36303	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая массивная ПРЕМИУМ	36	1/2	3-0	70	Фиолетовый	3523,49
SG36303-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая массивная ПРЕМИУМ	36	1/2	3-0	75	Фиолетовый	3552,44
SG36308	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 70 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая массивная ПРЕМИУМ	36	1/2	1	70	Фиолетовый	3643,88
SG36308-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая массивная ПРЕМИУМ	36	1/2	1	90	Фиолетовый	3793,24
SG40301-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 75 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая массивная ПРЕМИУМ	40	1/2	0	75	Фиолетовый	3643,88
SG40301-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 90 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая массивная ПРЕМИУМ	40	1/2	0	90	Фиолетовый	3747,52
SG40302	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая массивная ПРЕМИУМ	40	1/2	2-0	70	Фиолетовый	3557,02
SG40308	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 70 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая массивная ПРЕМИУМ	40	1/2	1	70	Фиолетовый	3643,88
SG40308-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая массивная ПРЕМИУМ	40	1/2	1	75	Фиолетовый	3681,98
SG40308-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая массивная ПРЕМИУМ	40	1/2	1	90	Фиолетовый	3793,24
SG48301-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 75 CM NEEDLE SG-48 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE	Колошячая массивная ПРЕМИУМ	8	1/2	0	75	Фиолетовый	3643,88

SG48308-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE SG-48 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE	Колющая массивная ПРЕМИУМ	8	1/2	1	90	Фиолетовый	3793,24
SG48309-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 75 CM NEEDLE SG-48 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE	Колющая массивная ПРЕМИУМ	8	1/2	2	75	Фиолетовый	3881,63
SG48309-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 90 CM NEEDLE SG-48 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE	Колющая массивная ПРЕМИУМ	8	1/2	2	90	Фиолетовый	4026,41
SGH26301	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 70 CM NEEDLE SGH-26 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 26 MM 5/8 CIRCLE	Колющая массивная ПРЕМИУМ	26	5/8	0	70	Фиолетовый	3991,36
SGH26302	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE SGH-26 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 26 MM 5/8 CIRCLE	Колющая массивная ПРЕМИУМ	26	5/8	2-0	70	Фиолетовый	3928,87
SR17304	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 70 CM NEEDLE SR-17 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 17 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	17	1/2	4-0	70	Фиолетовый	3509,77
SR17304-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 75 CM NEEDLE SR-17 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 17 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	17	1/2	4-0	75	Фиолетовый	3540,25
SR17305	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 70 CM NEEDLE SR-17 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 17 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	17	1/2	5-0	70	Фиолетовый	3496,06
SR17305-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 5-0 EP 1, 75 CM NEEDLE SR-17 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 17 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	17	1/2	5-0	75	Фиолетовый	3523,49
SR20303	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE SR-20 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 20 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	20	1/2	3-0	70	Фиолетовый	3509,77
SR20303-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE SR-20 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 20 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	20	1/2	3-0	75	Фиолетовый	3540,25
SR20304	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 70 CM NEEDLE SR-20 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 20 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	20	1/2	4-0	70	Фиолетовый	3509,77
SR26301	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 70 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	26	1/2	0	70	Фиолетовый	3595,12
SR26302	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	26	1/2	2-0	70	Фиолетовый	3543,30
SR26302-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	26	1/2	2-0	75	Фиолетовый	3573,78
SR26303	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	26	1/2	3-0	70	Фиолетовый	3509,77
SR26303-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	26	1/2	3-0	75	Фиолетовый	3540,25
SR26304	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 70 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	26	1/2	4-0	70	Фиолетовый	3509,77
SR26308-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	26	1/2	1	75	Фиолетовый	3666,74
SR30302-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE SR-30 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	30	1/2	2-0	75	Фиолетовый	3573,78
SR30303-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE SR-30 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	30	1/2	3-0	75	Фиолетовый	3540,25
SR36301	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 70 CM NEEDLE SR-36 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	36	1/2	0	70	Фиолетовый	3595,12
SR36302	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE SR-36 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	36	1/2	2-0	70	Фиолетовый	3543,30
SR36303	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE SR-36 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	Колющая ПРЕМИУМ	36	1/2	3-0	70	Фиолетовый	3509,77
SS00302-150	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 2-0 EP 3, 150 CM WITHOUT NEEDLE	-	-	-	2-0	150	Фиолетовый	3060,19
SS00303-150	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 3-0 EP 2, 150 CM WITHOUT NEEDLE	-	-	-	3-0	150	Фиолетовый	2990,09
SS00308-150	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 1 EP 4, 150 CM WITHOUT NEEDLE	-	-	-	1	150	Фиолетовый	3252,22
SS05301	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 0 EP 3,5, 5 X 70 CM WITHOUT NEEDLE	-	-	-	0	70	Фиолетовый	4930,14

[Прайс-листы других типов хирургического шовного материала Atramat® /Атрамат® скачивайте здесь](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Высокая прочность на разрыв
- Плетеная структура
- Абсорбция путем гидролиза
- Цилиндрическое покрытие мультифиламентного материала

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличная поддержка ткани
- Предсказуемые сроки абсорбции и минимальная реакция тканей
- Гладкий пассаж через ткани
- Сверхбезопасность.

ВНИМАНИЕ! Цены действительны на декабрь 2023 года. Наличие уточняйте у продавца-консультанта.

- Отлично держит узлы
- Цвет: фиолетовый и неокрашенный
- Меньшее количество шовного материала имплантированного в ткани.

ЗАВЯЗЫВАНИЕ УЗЛОВ: Рекомендуется использовать стандартный хирургический узел или квадратный узел с дополнительными узлами в соответствии с хирургическими обстоятельствами и опытом хирурга.

СЫРЬЕ: Полигликолид-L-лактид

КРАСИТЕЛИ: Фиолетовый № 2 D&C, бежевый - неокрашенный.

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ: Этилен оксид.

СВОЙСТВА: Абсорбция происходит путем постепенного гидролиза и завершается в период от 60 до 90 дней. Материал сохраняет примерно 75% своей первоначальной прочности на растяжение по истечении двух недель, и 50% в конце третьей недели.

ПОКРЫТИЕ: Полигликолид-L-лактид и стеарат кальция (фиолетовый)

ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА: фиолетовый

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления, указанной на этикетке

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Ограждая от прямого солнечного света хранить в оригинальной упаковке в чистом и сухом помещении. Диапазон температуры хранения: от 15°C до 30°C. Относительная влажность: не выше 65%

ВАРИАНТЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Коробка с 12, 24 или 36 нитями с одной или двумя иглами, размерами от 2-0 до 8-0 USP

Коробка с 12, 24 или 36 пакетами с лигатурами, без иглы, размерами от 2-0 до 8-0 USP

Катушки в размерах от 2-0 до 5-0 USP

КОНТАКТЫ:



Группа компаний «ДЕЛЬТАМЕД», Москва, 1-ый Дорожный проезд 4, стр. 1
(Территория ООО «Н.Промтехсвязи»)

Тел: +7(977) 880 2092, +7(495) 369 0192, +7(812) 241 1910,

Email: aspromed@bk.ru,

<https://aspromed.ru/>

Для оптовых покупателей:

Тел: +7(495) 432 0542, +7(499) 375 3438, +7(812) 241 1910,

Email: info@deltamedcompany.ru

<http://www.deltamedcompany.ru/>